

# น้ำยาอนไซม์สำหรับล้างเครื่องมือแพทย์

(neodisher Multizym)

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับแ夷และล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธีล้างด้วยมือหรือด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ สำหรับเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด เช่น เครื่องมือผ่าตัด, เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง, เครื่องมือไมโคร, เครื่องมือหันตกรรม, สายเอ็นโดสโคป, อุปกรณ์ดมยา, กล่องใส่เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ

## คุณสมบัติทั่วไป

- 1 ขั้นตอนต่างๆ เช่น กระบวนการเลือดที่แห้งกรัง ไขมัน สารคัดหลั่ง
- 2 ย้อมสลายสารอินทรีย์ และป้องกันการกลับมาเกะติดที่พื้นผิวของเครื่องมือ
- 3 ไม่ทำลายเครื่องมือ เทหมายกับการใช้ล้างเครื่องมือที่ทำความสะอาด เสต้นเลส สตีล, เครื่องมือที่ทำความสะอาด เหล็ก, เครื่องมือตา, วัสดุสังเคราะห์ทั่วไป, อะโนไดซ์ อลูминียม, ชิลิโคน, อุปกรณ์ดมยา
- 4 สามารถใช้ได้กับน้ำทุกสภาพ

## คุณสมบัติเฉพาะ

- 1 เป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ที่มีค่า pH 8.4 - 8.6 ไม่มีผลทำลายเครื่องมือแพทย์
- 2 มีส่วนผสมของเอนไซม์ 3 ชนิด (pretease, amylase, lipase) และสารลดแรงตึงผิว
- 3 สามารถจัด biofilms โดยมีผลการทดสอบยืนยันตามมาตรฐาน ISO 15883-4
- 4 ไม่มีส่วนผสมของ boric acid, borates, น้ำหอม และสี
- 5 สำหรับล้างด้วยมือมีอัตราการใช้ต่ำสุดที่ 1 มล/ล ที่อุณหภูมิ 15 - 50°C แข็งไว้เป็นเวลา 2 - 10 นาที
- 6 มีขนาดบรรจุ 5 ลิตร
- 7 มีอายุการเก็บรักษา 2 ปี โดยฉลากผลิตภัณฑ์ต้องระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot number อย่างชัดเจน

## เงื่อนไขอื่นๆ

1. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
2. มีเอกสารด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety Data Sheet) ตามข้อกำหนดมาตรฐานยุโรป EC No 1907/2006
3. บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐานรับรองระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
4. ได้รับมาตรฐาน CE ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกลุ่มประเภทยุโรป European Directive 93/42/EEC, Annex I
5. ผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ โดยมีหนังสือรับรองการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา